



# XMAS EXTRA!



VistaPano



VistaPano S 2.0



VistaScan Mini  
View 2.0  
Speicherfolienscanner



inkl. Prüfkörper Set

  
**XMAS  
PAKET  
VORTEIL\***

Xmas Extra Preis

**CHF  
34'830.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.

**NEU!**

# Orthophos SL 3D 11x10

Der Power Performer für herausragende  
Bildgebung ist wieder da!



Der hochwertige 2D/3D Power Performer für Praxen, die mit den neuesten Technologien vertraut sind und für alle, die mehr wollen. Der integrierte Direct Conversion Sensor (DCS) definiert den Standard für Panorama-Bildgebung völlig neu und liefert eine einzigartige Schärfe. Der intelligente Autofokus liefert vollautomatisch brillante, gleichbleibend scharfe Panoramabilder. Der Orthophos SL garantiert höchsten Bedienkomfort durch automatische Positionierung, anwenderfreundliche Bedienung mit dem EasyPad und ein individuell einstellbares Umgebungslicht für ein exklusives Erscheinungsbild.

In Kombination mit der wegweisenden Sidexis 4-Software bietet der Orthophos SL eine Vielzahl an innovativen Lösungen für den modernen Praxisworkflow. Der Orthophos SL 2D lässt sich jederzeit mit einem 3D Sensor bis hin zu einem 11 cm x 10 cm Volumen oder auch einem Fernröntgenarm nachrüsten.

- DCS-Sensor mit Autofokus-Funktion: Für HD-Aufnahmen in hoher Zeichenschärfe im Panoramaröntgenbereich.
- Automatische Patientenpositionierung: Für hochwertige und reproduzierbare Aufnahmen mit spürbarem Patientenkomfort und minimiertem Risiko von Mehrfachaufnahmen.
- Abgestimmte Volumengrößen mit Low Dose- und HD-Funktion: Von  $\varnothing$  5 cm x 5,5 cm bis  $\varnothing$  11 cm x 10 cm, mit 3D-Aufnahmen im Dosisbereich von 2D-Röntgen, HD-Aufnahmen mit bis zu 80  $\mu$ m Auflösung.
- Ambient Light: Über 30 Farben erzeugen eine angenehme Atmosphäre.
- inkl. Prüfkörper / Sidexis 4 Röntgensoftware
- Mit 11 x 10 cm Volumen bei 3D

**inklusive**

- SICAT Implant 2.0 Röntgenaufnahme-PC

Xmas Extra Preis

**CHF  
76'545.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.

# Sinius

Die Sinius Behandlungseinheit  
sorgt mit ihrem unkomplizierten  
Workflow für mehr Effizienz.

**Basisgerät****Patientenstuhl**

- Doppelgelenk-Kopfstütze, optional motorische Kopfstütze gegen Mehrpreis
- Kreuzfußschalter
- ErgoMotion
- Komfortpolster

**Arztelement**

- Manuelle Verschiebebahn, Schweb- oder Schwingbügelkonzept
- 5 Instrumentenpositionen
- EasyTouch Bedienoberfläche
- Vorbereitung für zwei Bohrantriebe

**Assistenzelement**

- 4 Instrumentenpositionen
- Speichelzieher und Absaugvorrichtung

**Wassereinheit**

- Desinfektionsanlage mit DVGW Zulassung und Sanierfunktion
- Integrierte chemische Saugschlauchreinigung
- Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung alternativ Amalgamabscheider oder Separierautomatik gegen Mehrpreis

**Vorteilspaket Innovation**

- Funkfußschalter
- Sprayvit M im Arzt- und Assistenzelement
- 2x Elektromotor BL ISO C
- Sirosonic TL
- Behandlungsleuchte LEDview Plus Gerätemodell

**Vorteilspaket Comfort**

- Motorische Kopfstütze
- Klima-Premium-Polster alternativ Loungepolster gegen Mehrpreis
- Lordosefunktion
- 2x Arbeitsstuhl Hugo

**optional** integrierbare  
Therapiepakete für  
Implantologie und Endodontie

Xmas Extra Preis

**CHF  
36'500.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.



# uniQa



**XMAS  
EXTRA  
AKTIONS  
PREIS**



## Wenn Dental Excellence einzigartig wird

Die moderne Zahnarztpraxis ist Ausdruck der individuellen Persönlichkeit und die einzigartige Handschrift von Zahnärzt\*innen – Design, Ausstattung, Service sowie Art der Beratung und Behandlung.

### KaVo uniQa Basisgerät inkl.

#### Ausstattungspaket Professional:

- Lichtturbineeinrichtung mit Versorgungsschlauch und MULTiflex LUX-Kupplung 465 LED
- Mehrfunktionshandstück
- 2x Motor INTRA LUX KL 703 LED
- PiezoLED Ultraschall Scaler oder SONICflex quick Set 2008 L Air Scaler oder SONICflex LUX Set 2033L
- Dreifunktionshandstück Assistenz
- Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 inkl. Aufbaustange
- ohne Arbeitssessel

#### Ausstattungspaket Comfort:

- Kabelloser Fußanlasser
- Komfortkopfpolster

**optional:** Sichern Sie sich beim Kauf einer Behandlungseinheit und einem INSTRUMENTEN-MIX-PAKET zusätzliche Vorteile.

Sprechen Sie uns an!

Xmas Extra Preis

**CHF  
37'195.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.



# XO FLOW

## Klares, funktionales und zeitloses Design

Die XO FLOW Behandlungseinheit von XO CARE unterstützt Zahnärztinnen und Zahnärzte bei der Umsetzung außergewöhnlicher Zahnmedizin, indem sie die Fähigkeiten der Behandler steigert, ihre Gesundheit schützt und gleichzeitig das beste Patientenerlebnis bietet.

### Behandlungseinheit bestehend aus:

XO FLOW Patientenstuhl mit Soft-Polster und Comfort Bezugsstoff

- 1x Spritzenmodul inkl. einer Luzzani Sechsfunktionsspritze mit Schlauch
- 1x Turbinen Luftinstrument inkl. Luftinstrumentenschlauch mit Anschluss
- 1x Mikromotor und Luftinstrumenten (Turbinen-)modul
- 1x Bien-Air MX 2 Plus Mikromotor mit Schlauch
- 1x XO ODONTOSCALER Modul, ohne Schlauch und ZEG
- 1x XO ODONTOSCALER LED Piezo-ZEG mit Schlauch
- 2x Leermodul
- 1x Saugung für zwei Schläuche inkl. 2 Saugschläuche L
- 1x Nasssaugsystem
- 1x Trayhalter inkl. Tray
- 1x XO Operating Light
- 2x XO Seat, Sattel „comfort“



Xmas Extra Preis

**CHF  
53'915.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.



# CEREC Primescan AC



**Der neue Massstab in puncto Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit.**

Primescan ist der perfekte Einstieg in die digitale Zahnmedizin. Egal wie Sie Ihre Arbeitsabläufe gestalten möchten, Primescan ermöglicht **effiziente digitale Workflows** – sowohl chairside in Ihrer Praxis als auch in Zusammenarbeit mit Ihren bevorzugten Partnern.

**Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- Touchscreen & Touchpad bieten eine komfortable, intuitive Bedienung
- Kinematik zur perfekten ergonomischen Positionierung
- cleveres Hygienekonzept zur schnellen und einfachen Desinfektion
- Mobilitätskonzept für volle Mobilität mit einem Batteriespeicher von mehr als 60 Minuten

# CEREC Primemill



Das neue hochpräzise 0,5-mm-Fräswerkzeug liefert zuverlässig klinische Ergebnisse der Spitzenklasse. Natürlich aussehende Restaurationen mit glatten Oberflächen, äusserst präzisen Ergebnissen und optimaler Passung. **Paket inklusive Pro Modul und Akkupack.**

# CEREC SpeedFire



Der Sinter- und Brennofen ist die ideale Ergänzung zu einem CEREC-Scanner und einer CEREC Fräsmaschine für die Behandlung in einer Sitzung.

Der CEREC SpeedFire ist der kleinste und schnellste verfügbare Kombiofen; er sintert eine Krone üblicherweise in 10 - 15 Minuten. Die Vorteile des vollanatomischen Zirkonoxids können somit auch bei der Chairside-Anwendung genutzt werden.

Xmas Extra Preis

**CHF 109'000.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.



# Primescan Connect

**Der Intraoralscanner Primescan jetzt auch als Laptop-Variante**

Primescan Connect unterstützt Sie beim Einstieg in die digitale Zahnheilkunde. Die Connect Variante ermöglicht einfaches Scannen und effiziente Arbeitsabläufe. Somit ist dies ein hervorragender Ausgangspunkt für die digitale Zahnheilkunde. Verbinden Sie sich mit Laboren, optimieren Sie bestehende Workflows und integrieren Sie bei Bedarf ganz einfach neue Workflows und das mittels einer platzsparenden Variante.

**Ihre Vorteile:**

- hohe Flexibilität
- hohe Geschwindigkeit
- Benutzerfreundlichkeit
- Genauigkeit



Xmas Extra Preis

**CHF 17'475.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.

# TRIOS® 5<sup>Pod</sup>



**Der Intraoralscanner, für ein müheloses Scannen**

Mit TRIOS 5 funktioniert das Scannen noch reibungsloser, schneller und einfacher

- kalibrierfrei
- LED zur Anzeige der Bereitschaft
- intelligentes haptisches Feedback
- Fernbedienungstaste
- Ergonomie auf höchstem Niveau
- hygienisch durch Design
- Scannen der Oberfläche in Farbe und Zahnfarberkennung
- inkludierte Karies

Xmas Extra Preis

**CHF 21'500.00**

zzgl. Montage, VRG und MwSt.

Abbildungen nur symbolisch. Aktion gültig vom 01.10.2024 – 31.01.2025 unter jeweiliger Berücksichtigung der Aktionsmodalitäten. Es gelten die aktuellsten allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dema dent AG, welche im Internet jederzeit unter [www.demadent.ch](http://www.demadent.ch) eingesehen werden können.

Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Geräte zuzüglich Liefer- und Montagekosten sowie gegebenenfalls Demontage- und Entsorgungskosten. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.



dema dent AG

Hauptsitz

Furtbachstrasse 16

8107 Buchs/ZH

Tel. +41 44 838 65 65

Fax +41 44 838 65 66

[einrichtung@demadent.ch](mailto:einrichtung@demadent.ch)

**Gratis-Hotline**  
**0800**  
**400 555**

**[www.demadent.ch](http://www.demadent.ch)**