

Artikelnummer : 155011
Handelsname : Reso Pac
Druckdatum : 30.07.08

Überarbeitet am : 20.04.08

1. STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname : Reso –Pac Wundschuttpaste
Angaben zum Hersteller/Lieferant :

Häger & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1 D-47269 Duisburg
Postfach 10 06 54 D-47006 Duisburg
Telefon : +49 (0203) 99 26 9 – 0
E – mail : info@hagerwerken.de
Internet : www.hagerwerken.de

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Mineralische Naturwachse, Bindemittel, Verdicker, Naturharze, synthetische Harze , Lösemittel .

R- und S- Sätze zu den Bestandteilen

Ethanol < 10 %

R 11 ; S 7, 16

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Gegenüber Menschen :
Keine

Gegenüber der Umwelt :
Keine

4. ERSTE-HILFE MASSNAHMEN

Einatmen

Symptome : Keine bekannt
Erste Hilfe : Entfällt
Ärztliche Hilfe : Entfällt

Hautkontakt

Symptome : Keine bekannt
Erste Hilfe : Entfällt
Ärztliche Hilfe : Entfällt

Augenkontakt

Symptome : Evtl. Reizung und Rötung
Erste Hilfe : Sofort gründlich mit Wasser ausspülen
Ärztliche Hilfe : Bei anhaltender Reizung und Rötung

Verschlucken

Symptome : Keine bekannt
Erste Hilfe : Entfällt
Ärztliche Hilfe : Entfällt

Artikelnummer : 155011
Handelsname : Reso Pac
Druckdatum : 30.07.08

Überarbeitet am : 20.04.08

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel :

Alle (z.B. Wasserdampf, Schaum, Trockenlöschmittel , CO₂)

Nicht zu verwendende Löschmittel :

Entfällt

Mögliche Gefahren

Durch Verbrennungsprodukte : Keine
Durch Brandgase : Keine

Spezielle Brandschutzausrüstung :

Keine

6. MASSNAHMEN ZUR UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Entfernung von Zündquellen :	Entfällt
Atemschutzmaßnahmen :	Entfällt
Maßnahmen gegen Staubbildung :	Entfällt
Vorsorge gegen Haut – und Augenkontakt :	Entfällt
Umweltschutzmaßnahmen :	Entfällt

Beseitigung :

Mechanisch aufnehmen

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Sichere Handhabung :

Keine besonderen Maßnahmen .

Sichere Lagerung :

Keine besonderen Maßnahmen .

8.) EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Atemschutz :	Entfällt
Handschutz :	Entfällt
Augenschutz :	Entfällt
Hautschutz :	Entfällt

9.) PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen / Form :	hellbraun / pastös
Geruch :	praktisch geruchlos
PH-Wert :	n.a.
Siedepunkt :	n.a.
Schmelzpunkt :	n.a.
Flammpunkt :	> 100 ° C

Artikelnummer : 155011
Handelsname : Reso Pac
Druckdatum : 30.07.08

Überarbeitet am : 20.04.08

Zündtemperatur : > 300 ° C

Explosionsgrenzen : entfällt
Oxidierend : nein
Dampfdruck : keine Daten
Löslichkeit :
Wasser 20 ° C unlöslich
KW – LSM : 20 ° C tw. Löslich
Trennkoeffizienten :
N- Oktanol / Wasser : keine Daten
Andere : keine Daten
Dichte : 20 ° C ca. 0,9 g/ml
Viskosität : 20 ° C ca. 600 Pa.s

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen : entfällt
Zu vermeidende Materialien : entfällt
Gefährliche Zersetzungsprodukte : keine

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxizität : nicht toxisch

Reizung der Augen / Kaninchen : nicht reizend
Reizung der Haut / Kaninchen : (Exposition 24 h) nicht reizend

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Elimination aus dem Wasser :
Unlöslich in Wasser ; eine mechanische Abtrennung ist möglich .

Akute Bakterientoxizität : nicht toxisch

Akute Fischtoxizität : nicht toxisch

Bioakkumulation : das Produkt ist biologisch abbaubar .

Wassergefährdungsklasse : -

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Stets unter Beachtung örtlicher behördlicher Vorschriften, z.B. durch kontrollierte Verbrennung.
Ungereinigte Leergebinde sind wie der Inhaltsstoff zu behandeln .

Abfall – Schlüssel – Nr. : 1201 12

TA Abfall : 54207

Artikelnummer : 155011
Handelsname : Reso Pac
Druckdatum : 30.07.08

Überarbeitet am : 20.04.08

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN Nr. : entfällt
RID / ADR : entfällt
IMDG : entfällt
GGVE / GGVS : entfällt
ICAO / IATA : entfällt
ADNR : entfällt

Kein gefährliches Transportgut .

15. VORSCHRIFTEN

Keine Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EU - Richtlinien .

16. SONSTIGE ANGABEN

Weitere technische Angaben :
Siehe Produktmerkblatt

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen . Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse . Die Angaben haben die Bedeutung von Eigenschaftszusicherung .